

Rectline Labo

[レクトライン ラボ]
 受注生産 納期 GW 内蔵交換



実験室

実験室

ビュームフード
概要

ビュームフード
概要

レジエール

レジエール

ベルテ

ベルテ

卓上フード

卓上フード

局所排気システム

局所排気システム

屋上設置スクラパー

屋上設置スクラパー

排気ファン

排気ファン

ダンパベンチレータ

ダンパベンチレータ

実験台概要

実験台概要

ボランチ

ボランチ

リフォルマ

リフォルマ

SX

SX

フリーウェイウエットラボ

フリーウェイウエットラボ

プラティコ

プラティコ

ポブラ

ポブラ

周辺共通オプション

周辺共通オプション

フリーウェイドライラボ

フリーウェイドライラボ

リベルテ

リベルテ

流し台

流し台

作業台

作業台

ワークデスク

ワークデスク

収納

収納

チェア

チェア

シェルフ

シェルフ

その他

その他

クリーンルーム

クリーンルーム

バイオハザード

バイオハザード

ケミカルハザード

ケミカルハザード

動物飼育

動物飼育

環境試験装置

環境試験装置



マルチアクセスハンドル
 4方向から操作できるマルチアクセスハンドルを採用し、使いやすさにこだわりました。



扉が180°開く
 開いた扉が通路の邪魔になることがありませんので、収納物の検索、整理がしやすくなります。




転倒防止のためのセーフティロック
 ラテラルキャビネットは2段同時に引き出すことができないよう、ロックがかかります。



収納物を外から確認できるガラス扉
 ファイルやバインダーなどの検索、整理がしやすくなります。



棚板は16mmピッチで調節
 収納物の大きさに合わせて棚の高さを簡単に変更できますので、スペースを有効に活用できます。



備品の管理が容易
 扉などにマグネットが貼りつきますので、ネームプレートなどで収納物を管理することができます。

スタンダードタイプ P.285~287




薬瓶保管庫タイプ P.288



●カラー
 本体 天板
 ZA75 (ネオホワイト) MM79 (ブラック)


Rectline Labo / スタンダードタイプ

選び方



天板 (H)	30	30
下置き (H)	710	770★
ベース (H)	60	—

★ベース一体タイプ



上置き (H)	1200	1200
天板 (H)	30	30
下置き (H)	710	710
ベース (H)	60	60

- ①下置きの収納 (P.285) を選ぶ
収納のタイプを選び、必要な数量を手配してください。
- ②上置きの収納 (P.286) を選ぶ
収納のタイプを選び、必要な数量を手配してください。
- ③天板 (P.286) を選ぶ
収納のタイプと数量に合わせて天板のタイプを選んでください。
- ④オプション (P.287) を選ぶ
見出し、ひな壇セット、仕切板などのオプションを選んでください。

■下置き (770H)

450W×600D



片開き
L7SBAF-ZA75
Y64,100
450W×600D×770H
内寸法/410W×568D×656H
棚板1枚、錠、ラッチ、ベース付



ハーシェルビン
L7SBAZ-ZA75
Y48,300
450W×600D×770H
内寸法/414W×599D×656H
棚板1枚、ベース付



パーティカル3段
L7SBAC-ZA75
Y96,200
450W×600D×770H
内寸法/373W×403D×155-319H
仕切板、オールロック錠、ラッチ、セーフティロック、ベース付



パーティカル4段
L7SBAD-ZA75
Y118,500
450W×600D×770H
内寸法/373W×403D×155H
仕切板、オールロック錠、ラッチ、セーフティロック、ベース付



両開き
L7SBBF-ZA75
Y67,700
600W×600D×770H
内寸法/557W×568D×656H
棚板1枚、錠、ラッチ、ベース付



シェルビン
L7SBBZ-ZA75
Y54,000
600W×600D×770H
内寸法/564W×599D×656H
棚板1枚、ベース付

900W×600D



両開き
L7SBCF-ZA75
Y68,500
900W×600D×770H
内寸法/857W×418D×656H
棚板1枚、錠、ラッチ、ベース付



シェルビン
L7SBCZ-ZA75
Y53,600
900W×600D×770H
内寸法/864W×599D×656H
棚板1枚、ベース付



2枚引違い
L7SBCK-ZA75
Y66,400
900W×600D×770H
内寸法/864W×552D×647H
棚板1枚、錠、ラッチ、ベース付
開口寸法/383mm



コンビ(引出し+両開き)
L7SBCX-ZA75
Y197,500
900W×600D×770H
内寸法/373W×403D×155H(引出し)
内寸法/857W×568D×454H(両開き)
仕切板、個別錠、ラッチ、ベース付



パーティカル4段2列
L7SBCW-ZA75
Y230,800
900W×600D×770H
内寸法/373W×403D×155H
仕切板、オールロック錠各列、ラッチ、セーフティロック、ベース付

600W×450D (必ず両側に600Dを設置してください)



両開き
L7SABF-ZA75
Y59,300
600W×450D×770H
内寸法/557W×418D×656H
棚板1枚、錠、ラッチ、ベース付



シェルビン
L7SABZ-ZA75
Y43,500
600W×450D×770H
内寸法/564W×449D×656H
棚板1枚、ベース付



両開き
L7SACF-ZA75
Y61,000
900W×450D×770H
内寸法/857W×418D×656H
棚板1枚、錠、ラッチ、ベース付



シェルビン
L7SACZ-ZA75
Y44,900
900W×450D×770H
内寸法/864W×449D×656H
棚板1枚、ベース付

- 本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。
- 本製品の設置や移設は、必ず弊社の専門担当にご連絡ください。施工が不適切な場合、製品の転倒によるケガの原因となります。
- 使用上の注意:本製品は、ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を守ってお使いください。
(ガラスや樹脂・金属などは薬品によっては腐食を生じる場合があります。)(強酸などは保管しないでください。)

■上置き (1200H)

900W×450D



両開き
4B35ZF-ZA75
Y61,000
900W×450D×1200H
内寸法/857W×418D×1146H
棚板2枚、錠、ラッチ付



ガラス両開き
4B35GF-ZA75
Y87,200
900W×450D×1200H
内寸法/857W×418D×1146H
棚板2枚、錠、ラッチ付、強化ガラス



シェルビン
4B55ZZ-ZA75
Y38,900
900W×450D×1200H
内寸法/864W×449D×1146H
棚板2枚付



整理棚
4B55ZE-ZA75
Y70,000
900W×450D×1200H
内寸法/276W×449D×1146H
中仕切面定式、棚板6枚付



2枚引違い
4B45ZZ-ZA75
Y62,300
900W×450D×1200H
内寸法/864W×402D×1137H
棚板2枚、錠、ラッチ付
開口寸法/383mm



ガラス2枚引違い
L7SC3J-ZA75
Y90,500
900W×450D×1200H
内寸法/864W×402D×1137H
棚板2枚、錠、ラッチ付
開口寸法/383mm




セミオープン両開き
L7SCCF-ZA75
Y90,500
900W×450D×1200H
内寸法/846W×418D×460H(オープン)
内寸法/857W×418D×656H(両開き)
棚板1枚、錠、ラッチ付



セミオープンガラス両開き
L7SCCG-ZA75
Y112,700
900W×450D×1200H
内寸法/846W×418D×460H(オープン)
内寸法/857W×418D×656H(両開き)
棚板1枚、錠、ラッチ付、強化ガラス


■天板 (30H)

600D / フラットタイプ




900W
L7SPBC-MM79
Y32,500
1800W
L7SPBG-MM79
Y66,700

600D / 上下連結タイプ



900W
L7SPEC-MM79
Y38,400
1800W
L7SPFG-MM79
Y66,000


※セミオープン以外の上置きを
設置する際にお選びください。



900W
L7SPFC-MM79
Y33,800
1800W
L7SPFG-MM79
Y58,100

※セミオープンの上置きを
設置する際にお選びください。

750D (上置きは設置できません)



天板
900W
L7SPYC-MM79
Y46,000
1200W
L7SPYE-MM79
Y52,100

1500W
L7SPYF-MM79
Y67,700
1800W
L7SPYG-MM79
Y72,700

側面パネルセット
300W
L7SP1Y-ZA75
Y8,800
2枚入
※片面レイアウトの際にお選びください。
両面用
L7SP3Y-ZA75
Y10,900
2枚入
※両面対向レイアウトの際にお選びください。

幕板
300W
L7SP6Y-ZA75
Y13,000
600W
L7SP7Y-ZA75
Y13,800
900W
L7SP8Y-ZA75
Y14,600

Rectline Labo / スタンダードタイプ

■オプション

見出し(名刺ケース)
4B981Y-G975
¥7,100
内寸: 91W×56H (名刺サイズ)
10枚入
収納されている内容物を表示。名刺ケースとしても利用できます。マグネット式で簡単取付、取り外しできます。

棚板見出し
9B253Y-GA67
¥3,900
内寸: 105W×12H
10枚入
棚別に収納されている内容物を表示。棚板の前縁に引っ掛けて使う簡単取付です。整理棚には使用できません。

鍵ポケット
4B982Y-G636
¥3,000
10個入
鍵を一時的に保管するオプションアイテム。マグネット式で、収納に簡単に取付できるポータブルタイプ。

仕切板
450D用 42983Y-Z422 ¥3,900
600D用 9B227Y-ZA75 ¥2,900
55W×300D×180H
2個セット
棚板にマグネットで取り付けて使う仕切板です。棚板の前縁に引っ掛けて使う簡単取付。

ブックエンド
42983Y-Z422
¥3,900
55W×300D×180H
2個セット
棚板の前縁に引っ掛けて使う簡単取付。

ファイルサポート
42986Y-C01
¥4,400
トラック長さ730mm
サポート3本(132×192)、両面テープ付
棚板の裏側にバーを固定しサポートフレームを移動して書類を支えます。

ひな壇セット(900W用)
L7KZA1-ZA75
¥19,400
内寸: 897W×1000D
幅 897mm
高さ 1000mm
奥行き 20mm

棚板
450W×450D用 4B222Y-ZA75 ¥3,800
600W×450D用 L7SR2A-ZA75 ¥3,800
900W×450D用 4B222Y-ZA75 ¥4,000
450W×600D用 9B178Y-ZA75 ¥3,900
600W×600D用 L7SR2B-ZA75 ¥6,500
900W×600D用 9B176Y-ZA75 ¥6,800

仕切板
小引出し用 L7STA-Z113 ¥1,500
大引出し用 L7STB-Z113 ¥1,500

■組み合わせ例



上下連結タイプ (2700W×600D×2000H)

品名	サイズ	品番	数量
バーチカル4段2列	900W×600D×770H	L7SBCW-ZA75	1
コンビ(引出し+両開き)	900W×600D×770H	L7SBCX-ZA75	1
2枚引違い	900W×600D×770H	L7SBCK-ZA75	1
セミオープンガラス両開き	900W×450D×1200H	L7SCCG-ZA75	2
ガラス両開き	900W×450D×1200H	4B35GF-ZA75	1
天板	1800W×600D×30H	L7SPFG-MM79	1
天板	900W×600D×30H	L7SPEC-MM79	1

セット価格 ¥903,800

フラットタイプ (1800W×750D×800H)

品名	サイズ	品番	数量
両開き	900W×600D×770H	L7SBCF-ZA75	2
天板	1800W×750D×30H	L7SPYG-MM79	1
側面パネルセット	150W×770H	L7SP1Y-ZA75	1

セット価格 ¥218,500

オープン上置棚タイプ (1800W×1500D×1800H)

品名	サイズ	品番	数量
バーチカル3段	450W×600D×770H	L7SBAC-ZA75	4
天板	1800W×750D×30H	L7SPYG-MM79	2
側面パネルセット	150W×770H	L7SP3Y-ZA75	1
扉板	900W×770H	L7SP8Y-ZA75	2
オープン上置棚	1800W×300D×1000H	L733XG-ZA75	1

セット価格 ¥678,400

- 本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご利用ください。
- 本製品の設置や移設は、必ず弊社の専門担当にご連絡ください。施工が不適切な場合、製品の転倒によるケガの原因となります。
- 使用上の注意:本製品は、ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を守ってお使いください。(ガラスや樹脂・金属などによっては腐食を生じる場合があります。)(強酸などは保管しないでください。)

Rectline Labo / 薬瓶保管庫タイプ



●薬瓶保管専用

薬瓶サイズに合わせた仕切板を標準装備し、薬瓶を効率よく保管することができます。


●安全性

シリンダー錠付で収納口に薬瓶の持ち出しを管理することができます。また地震時に扉や引出しが開放しないように、ラッチ機構を標準装備しています。引出しタイプは転倒防止のため、2つ同時に引き出すことができないようロックがかかります。

●デザイン

スタンダードタイプと同一のモジュールを採用し、実験室内を統一感のあるデザインでまとめることができます。

仕切例



■下置き (770H)

バーチカル2列
L7SJAA-ZA75
¥212,700
450W×600D×770H
内寸法:157W×553D×203H
収納量:72本(500ml)

バーチカル2段
L7SJOB-ZA75
¥129,200
450W×600D×770H
内寸法:373W×553D×319H
収納量:12本(ガロン瓶)

バーチカル3段
L7SJAC-ZA75
¥195,600
450W×600D×770H
内寸法:373W×553D×155×319H
収納量:下段6本(ガロン瓶) 上・中段80本(250ml)

バーチカル4段
L7SJAD-ZA75
¥253,700
450W×600D×770H
内寸法:373W×553D×155H
収納量:120本(250ml)

両開き
L7SJCZ-ZA75
¥77,800
900W×600D×770H
内寸法:857W×569D×656H
収納量:108本(550ml)

仕切板、PPシート、オールロック錠、ラッチ、セーフティーロック付、ベース一体

■上置き (710H)

バーチカル2列
L7SKAA-ZA75
¥212,700
450W×600D×710H
内寸法:157W×553D×203H
収納量:72本(500ml)

両開き
L7SKCF-ZA75
¥62,000
900W×600D×710H
内寸法:857W×569D×656H
収納量:108本(550ml)

ガラス2枚引違い
L7SKCJ-ZA75
¥90,700
900W×600D×710H
内寸法:857W×569D×647H
収納量:108本(550ml)

仕切板、PPシート、オールロック錠、ラッチ、セーフティーロック付

壁固定金具
FHL002X-ZA75 ¥685

床固定金具
FHL010X-T03 ¥705

床固定金具
FHL013X-T03 ¥1,300

床固定金具
FHL012X-T03 ¥705

※アンカーボルト別途 ※1台につき2個必要

※バーチカル後部用 ※アンカーボルト別途 ※1台につき2個必要

※バーチカル後部用 ※アンカーボルト別途 ※1台につき4個必要

■天板 (30H)

900W
L7SPBG-MM79
¥32,500
900W×600D×30H

1800W
L7SPBG-MM79
¥56,700
1800W×600D×30H

■地震対策金具



■排気付タイプ

バーチカル2列
L7SLAA-ZA75
¥258,500
450W×750D×770H
内寸法:157W×553D×203H
収納量:72本(500ml)

バーチカル2段
L7SLAB-ZA75
¥175,000
450W×750D×770H
内寸法:373W×553D×319H
収納量:12本(ガロン瓶)

バーチカル3段
L7SLAC-ZA75
¥241,400
450W×750D×770H
内寸法:373W×553D×155×319H
収納量:下段6本(ガロン瓶) 上・中段80本(250ml)

バーチカル4段
L7SLAD-ZA75
¥299,500
450W×750D×770H
内寸法:373W×553D×155H
収納量:120本(250ml)

両開き
L7SLCF-ZA75
¥128,600
900W×750D×770H
内寸法:857W×569D×656H
収納量:108本(550ml)

ポリュームダンパー(φ100)、仕切板、PPシート、オールロック錠、ラッチ、セーフティーロック付、ベース一体

- 本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご利用ください。
- 本製品の設置や移設は、必ず弊社の専門担当にご連絡ください。施工が不適切な場合、製品の転倒によるケガの原因となります。
- 使用上の注意:本製品は、ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を守ってお使いください。(ガラスや樹脂・金属などによっては腐食を生じる場合があります。)(強酸などは保管しないでください。)

※ロック収納量は概算です。試薬瓶の形状により変わることもあります。